

Informace o změně metody vyšetření Yersinia enterocolitica

Z důvodu ukončení výroby antigenu pro stanovení celkových protilátek proti Yersinia enterocolitica oznamujeme, že od 19.7. 2021 zavádíme serologické vyšetřování protilátek proti Yersinia enterocolitica ve třídě IgG a IgA metodou ELISA.

Protilátky ve třídě IgA lze detekovat v rané fázi po kontaktu s virulentními faktory Yers. enterocolitica. Po několika měsících klesají.

Protilátky třídy IgG persistují déle a je možné je po prvním kontaktu detekovat 12 měsíců a déle.

Meze vyšetření:

IgA	<0,8 IP	negativní	IgG	<16 RU/ml	negativní
	0,8 – 1,1 IP	hraniční		16 – 22 RU/ml	hraniční
	>1,1 IP	pozitivní		>22 RU/ml	pozitivní

Bližší informace na kl. 856 nebo laboratoř sérologická 843.

Za kolektiv OKMI
Mgr. Jitka Bobčíková